



ROTINA • DIREÇÃO • CRESCIMENTO

Toda jornada começa antes do primeiro passo — no momento em que se escolhe uma direção. ROTA nasce dessa ideia: não impor um destino, mas oferecer um caminho, traçado aos poucos, no ritmo de cada pessoa. Entre a rotina que acolhe e o crescimento que se conquista dia após dia, existe uma rota — a sua.

VISÃO GERAL DO SISTEMA

ROTA

Rotina e Acompanhamento

Visão geral do sistema de acompanhamento de rotina entre profissional de saúde e pacientes — com foco em simplicidade, acolhimento e no público neurodivergente e borderline. Este documento mostra as principais telas e explica como cada parte funciona.



Lembretes inteligentes



Recompensas e pontos



Acompanhamento em tempo real



Prioridades que o paciente organiza



Privacidade em primeiro lugar



O que é o ROTA

Para quem o sistema foi pensado e como ele funciona no dia a dia.

O **ROTA** é um aplicativo (PWA, instalável na tela inicial do celular) para acompanhamento diário de rotina entre uma **profissional de saúde** e seus **pacientes**. Ele foi desenhado especialmente pensando em pessoas neurodivergentes e pacientes com transtorno de personalidade borderline: telas simples, poucos elementos por vez, linguagem sempre acolhedora e **nunca punitiva**.

O sistema tem duas áreas completamente separadas: a **área do paciente**, onde ele vê sua rotina do dia, marca atividades como concluídas, organiza o que é indispensável e registra como se sentiu; e a **área da profissional**, onde ela cria e ajusta a rotina de cada paciente vinculado, acompanha adesão e sentimentos, entrega recompensas e gera relatórios.



Sentimento sempre registrado

Toda conclusão de atividade pergunta obrigatoriamente "como você se sentiu?", com emojis grandes e resposta rápida.



Sem linguagem punitiva

Se o paciente não conseguir realizar algo, o app pergunta o motivo de forma gentil — nunca constrange ou cobra.



Notificações mesmo fechado

Lembretes, mensagens e recompensas chegam por push, sempre pedindo permissão com uma tela explicando o benefício antes.



Rotina por prioridade

As atividades ficam em quatro níveis, do indispensável ao opcional, para que um dia difícil ainda conte como cumprido.



A PARTIR DAQUI

A área do paciente

Do lado de quem vive a rotina, o dia inteiro precisa caber numa tela só.

As páginas a seguir mostram o que a pessoa em acompanhamento abre pela manhã — telas curtas, feitas para servir também aos dias difíceis, e não apenas aos dias bons. Aqui nada cobra: o app pergunta, registra e segue junto.

Login · Hoje · Rotina · Prioridades · Recompensas · Histórico · Perfil

O que o paciente vê

Navegação inferior simples: Hoje · Rotina · Recompensas · Histórico · Perfil.



Login

ATUALIZADO

Paciente e profissional usam o mesmo aplicativo, mas cada um só enxerga sua própria área — o sistema identifica o papel do usuário e redireciona para o lugar certo. A tela ocupa o celular inteiro, com partículas em movimento ao fundo e uma frase que troca sozinha. Login por e-mail e senha ou por Google, com recuperação de senha.



Hoje

A tela mais importante para o paciente: responde imediatamente "o que eu preciso fazer agora". Saudação com o nome, progresso do dia em um anel visual, próxima atividade em destaque, pontos, sequência de dias, recompensa mais próxima e avisos da profissional.

O que o paciente vê (continuação)



Rotina ATUALIZADO

Visão completa da rotina, organizada por período do dia (manhã, tarde, noite). As abas alternam entre Hoje, Prioridades, Próximos dias, Pendentes, Atrasadas e Concluídas — sem nunca sobrecarregar a tela com informação demais.



Prioridades ATUALIZADO


Quatro quadros — indispensável, alta, normal e baixa — com a rotina inteira distribuída entre eles. A atividade muda de quadro arrastando pelo pegador, segurando o cartão e arrastando, ou tocando nele e escolhendo da lista. As atividades definidas pela profissional aparecem com cadeado: só ela muda a prioridade delas.

O que o paciente vê (continuação)



Recompensas

Pontos, nível, sequência de dias (streak) e medalhas conquistadas automaticamente (primeira atividade, sequências, período do dia completo), além de recompensas cadastradas pela profissional — algumas exigem pontos, outras são entregues diretamente.



Histórico

Registro cronológico de tudo o que já foi feito, com o sentimento escolhido em cada atividade e o comentário opcional que o paciente quis compartilhar.

O que o paciente vê (final)



Perfil **ATUALIZADO**

Código de vínculo para a profissional adicionar o paciente, e a configuração de notificações — agora em quatro grupos (lembretes das atividades, recados da profissional, recompensas e resumos) em vez de uma lista longa de opções. Quem quiser controle fino abre "Ajustar em detalhe". A permissão do navegador só é pedida depois de uma tela explicando o benefício. Também dá acesso à política de privacidade, termos de uso, exportação e exclusão dos próprios dados.

Um dia com o ROTA


Sequência real de interações da paciente Ana ao longo do dia — cada imagem é uma tela de verdade do sistema.

1



Abre o app de manhã e já sabe o que fazer.

2




Toca em "Tomar café da manhã".

3



Confirma: "Como você se sentiu?"

4



Escolhe "Bem" e comenta (opcional).

Um dia com o ROTA (continuação)

5



Mensagem positiva + progresso atualiza na hora.

6



Mais tarde, tenta a "Caminhada leve".

7



Não conseguiu: "Tudo bem, o que aconteceu?"


8



Escolhe o motivo, sem julgamento.

Um dia com o ROTA (final)

Para fechar o dia: o que fica registrado e o que motiva a continuar amanhã.



Passo 9

Histórico já mostra tudo do dia, com o sentimento e o comentário de cada atividade.



Passo 10

Pontos e conquistas sempre visíveis, para o esforço do dia ficar reconhecido.



A PARTIR DAQUI

A área da profissional

Do outro lado da rotina existe alguém acompanhando. As páginas a seguir mostram o que a profissional enxerga: padrões, e não diagnósticos; sinais para olhar mais de perto, nunca conclusões prontas. O sistema reúne o que foi registrado e devolve organizado — a leitura clínica continua sendo dela.

Dashboard · Pacientes · Detalhe do paciente · Modelos de rotina
· Relatórios


O que a profissional vê

Navegação inferior: Dashboard · Pacientes · Rotinas · Relatórios · Perfil.



Dashboard

Visão geral dos pacientes vinculados: quantos ativos, taxa de conclusão do dia, pendências e atrasos, alertas automáticos (sem diagnosticar) como queda de adesão ou ausência prolongada, e os sentimentos mais registrados no grupo.



Pacientes

Lista de todos os pacientes vinculados, com busca por nome e filtros por adesão, atrasos, inatividade recente ou alertas. Acesso rápido ao perfil completo de cada um.

O painel por dentro

O que a profissional enxerga logo ao abrir o aplicativo, bloco por bloco.



1 Quatro indicadores do dia

Pacientes ativos, taxa de conclusão de hoje, quantos estão com pendências e quantos já têm atraso. Ficam no topo porque respondem, em um relance, a única pergunta que importa ao abrir o app: preciso olhar para alguém hoje?

2 Aviso de ausência

Uma faixa âmbar aparece quando algum paciente está há três dias ou mais sem abrir o aplicativo — o sinal que costuma vir antes de uma piora, e o mais fácil de passar batido.

3 Alertas importantes

Cada paciente que merece atenção aparece com o motivo em uma linha e leva ao perfil completo com um toque. Os alertas são **descritivos**: queda de adesão, ausência prolongada, atrasos repetidos. O sistema nunca sugere hipótese clínica.

4 Sentimentos mais registrados

Os sentimentos que mais apareceram entre os pacientes no período, para a profissional perceber o clima do grupo sem precisar abrir um por um.

O painel não decide nada


Ele é apenas leitura: reúne o que já foi registrado e destaca o que mudou. Toda interpretação — e toda mudança de rotina — continua sendo da profissional.

O que a profissional vê (continuação)



Detalhe do paciente

Abas para Visão geral (gráficos de adesão e sentimentos), Rotina (criação e edição de atividades), Histórico completo, Recompensas e Observações privadas — visíveis só para a profissional.




Modelos de rotina

ATUALIZADO

Biblioteca de quinze modelos prontos para aplicar a qualquer paciente: por prioridade, checklist simples, rotina matinal e noturna, higiene do sono, estudos, medicação, autocuidado, exercícios e atividades para ansiedade. Tudo editável depois de aplicado.

O que a profissional vê (final)



Prévia antes de aplicar

ATUALIZADO

Nenhum modelo é aplicado com um toque só. Ao escolher um, uma prévia explica **como aquele modelo funciona** — não o que ele contém, mas por que é assim — lista os passos sugeridos e mostra todas as atividades que vão entrar na rotina, agrupadas por período ou pelos quatro níveis de prioridade. Nada é gravado antes de confirmar.

Como funciona tecnicamente

Resumo rápido da arquitetura, para quem for acompanhar a manutenção do projeto.

- **PWA mobile-first:** React + TypeScript + Tailwind, instalável na tela inicial do celular, com Service Worker próprio para cache e notificações em segundo plano.
- **Firebase:** Authentication (e-mail/senha e Google), Firestore (banco em tempo real), Storage (imagens, áudios, relatórios) e Cloud Messaging (push).
- **Cloud Functions:** motor de pontos, sequência de dias e recompensas automáticas; lembretes agendados; exclusão de conta em cascata (LGPD).
- **Relatórios em PDF:** gerados sob demanda, com prévia antes de enviar e escolha do período e das seções incluídas.

Sobre as imagens deste documento

As capturas de tela usam dados fictícios de demonstração (paciente "Ana Beatriz" e profissional "Dra. Camila Fernandes") apenas para ilustrar o funcionamento real do sistema.



Segurança

Regras do Firestore/Storage isolam totalmente os dados de cada paciente; a profissional só acessa quem está vinculado a ela, e o paciente só altera o que ele mesmo criou.



Sem diagnóstico automático

O sistema mostra dados e padrões para apoiar a avaliação clínica — nunca substitui o julgamento da profissional.



LGPD

Consentimento, política de privacidade, exportação e exclusão de dados a qualquer momento.



Feito para acolher

Poucos elementos por tela, linguagem gentil, feedback visual em cada ação.



Esse é o começo da sua rota

Não existe rotina perfeita, e não é disso que se trata. Existe o passo de hoje — e, depois dele, o de amanhã. O ROTA fica com você para lembrar o caminho quando ele parecer confuso, guardar o que já foi conquistado e tornar visível um progresso que, de tão perto, quase nunca parece progresso.

Sua jornada começa agora.

ROTINA · DIREÇÃO · CRESCIMENTO